

救急☆3分トレーニング

Vol. 28

救急課 高度救急研修センター



この「救急☆3分トレーニング」は、救急隊員が日ごろ疑問に思っていることや、知っているようで知らないこと、何となく他人に聞くのが恥ずかしいことなどを、分かりやすく、3分以内で解決するトレーニングです。


新しい隊員さんだけでなくベテランさんも、出動の合間にササッと御覧いただき、今後の救急活動に役立ててください。

★体温計



体温計には、主に**電子体温計**と鼓膜や皮膚から発する赤外線量で測定する**非接触式体温計**があります。水銀体温計については、水俣条約及び水銀汚染防止法等により今後製造が禁止されます。

救急現場では、電子体温計を用いて腋窩検温法により体温を測定しますが、その際、いくつかのポイントがあります。



体温計の測定値のみで判断するのではなく、傷病者の熱感の有無を確認することも大切です！